

# 數位型離心機 Digital Type



CN-2200 / CN-2060

### 特點：

- 數位式轉速及時間顯示。
- 10組記憶系統，可預先設定常用參數。
- ABS塑鋼外殼及觀測視窗。

### Feature :

- Digital speed and time display
- 10 memory programs for presetting parameters
- ABS hard shell and see-through window

Model	CN-2200	CN-2060
轉速 Speed (rpm)	1,000~8,000	500~6,000
最大離心力 Max. RCF (xg)	6,660	3,910
最大容量 Max. Capacity (ml)	300	
定時器 Timer (min:sec)	99:59	
重量 Weight (kg)	10	
尺寸 Size (W x L x H mm)	290 x 320 x 250	
電源 Power	AC 110V / 220V, 50/60Hz	

◎ 離心試管另購 • Tubes not included.

## ■ Rotor sets for CN-2200



RA-1508-1



RA-1512S-1



RA-5004



RA-5006

Rotor	Capacity (ml x pcs)	Tube Size (Ø x L) mm	Max. Speed (rpm)	Max. RCF (xg)
RA-1508-1	15ml x 8	15~17.3 x 92~122	8,000	6,660
RA-1512S-1	15ml x 12	15~17.3 x 92~122	7,000	5,320
RA-5004	50ml x 4	27.5~29.5 x 84~117	7,500	6,040
RA-5006	50ml x 6	27.5~29.5 x 84~117	7,000	5,260

## ■ Rotor sets for CN-2060



RA-1508



RA-1512S



RA-5004



RA-5006

Rotor	Capacity (ml x pcs)	Tube Size (Ø x L) mm	Max. Speed (rpm)	Max. RCF (xg)
RA-1508	15ml x 8	14~16.6 x 92~122	6,000	3,750
RA-1512S	15ml x 12	14~16.6 x 92~122	6,000	3,910
RA-5004	50ml x 4	27.5~29.5 x 84~117	6,000	3,870
RA-5006	50ml x 6	27.5~29.5 x 84~117	6,000	3,870