

www.scilution.co.th | Line ID : @scilution | E-mail : sales@scilution.com

Hotplate

Model HP-4335



รายละเอียด

- โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส และอลูมิเนียม
- เพลตทำด้วยอลูมิเนียม
- ขนาดเพลตความร้อน 43 ซม. × 35 ซม.
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 200°C
- ปรับความร้อนด้วยปุ่มหมุนได้หลายระดับ
- ไฟแสดงการทำงานของขดลวดความร้อน