

Scilution co.,Ltd

Bangkru-i-Sainoi Rd.,A.Bangbuathong,

Nonthaburi 11110 Thailand

Tel 662 964 8018 Fax 662 964 8019

sales@scilution.com

www.scilution.net,www.scilution.co.th



Hotpalt HP-4335D เตาให้ความร้อนแบบ Digital

รายละเอียด

- Digital PID Control ควบคุมอุณหภูมิได้มีประสิทธิภาพ
- หน้าจอแสดงผลแบบ Digital ความละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส
- โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส และอลูมิเนียม
- เพลตทำด้วยอลูมิเนียม
- ขนาดเพลตความร้อน 43 ซม. × 35 ซม.
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 200°C
- ปรับความร้อนด้วยปุ่มหมุนได้หลายระดับ
- ไฟแสดงการทำงานของขดลวดความร้อน
- ใช้ไฟ 220V
- รับน้ำหนักได้ 50 Kg.
- ผลิตจากประเทศไทย