



Hotplate รุ่น HP Series

คุณสมบัติ

- สามารถปรับอุณหภูมิได้ ถึง 350/320 (HP630) องศา ด้วยปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
- มีการนำความร้อนสูงระกระจายได้ทั่วแผ่นได้ดี
- ขนาดแท่นวาง เคลือบด้วยสารเซรามิก ป้องกันการกักความร้อนของสารเคมีได้ดีเยี่ยม
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยปุ่มหมุน
- กำลังไฟฟ้า 1200-2000 วัตต์
- สามารถใช้ร่วมกับไฟฟ้า 220 โวลต์ 55 Hz
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
- รับประกันสินค้า 1 ปี
- เตาให้ความร้อน ยี่ห้อ MTOPS ประเทศเกาหลี

Specification

| Model | HP320 | HP330 | HP630 | |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Type | Hot plate | | | |
| Temperature | Range | Max 350°C | | |
| | Display | Scale(temperature) | | |
| | Controller | Analog temperature controller | | |
| Heater power | 1200W | 1400W | 2000W | |
| Top Plate | Ceramic coated top plate | | | |
| Dimensions | Plate area(mm) | 300×210 | 300×300 | 600×300 |
| | Overall(W×D×H)(mm) | 310×340×120 | 310×430×120 | 600×320×120 |
| Electrical supply | 220V 50/60Hz or 110V 50/60Hz | | | |
| Weight | 4.4Kg | 5.5Kg | 12Kg | |