

ปั๊มสุญญากาศ Vacuum pump รุ่น JP-Series ยี่ห้อ Kawake



JP-40V



JP-V / JP-H Series

คุณสมบัติของ ปั๊มสุญญากาศ รุ่น JP-Series

- ปั๊มสุญญากาศชนิดลูกสูบระบบไม่ใช้น้ำมัน ดูแลรักษาง่าย
- ความเร็วมอเตอร์ 1,425 รอบต่อนาที(rpm)
- กำลังมอเตอร์ 250W-410W (แล้วแต่รุ่น)
- เสียงเงียบ ระดับเสียงรบกวน 56dB
- ผลิตจากประเทศไต้หวัน

Vacuum pump รุ่น JP-V Series

Model		JP-40V	JP-90V	JP-120V	JP-140V
Frequency	Hz	50	50	50	50
Max Air Flow	L/min	47	81	106	106
	cfm	1.6	2.86	3.18	4.24
Max Vacuum	mmHg	-680	-700	-700	-700
	in-Hg	26.7	-27.56	-27.56	-27.56
Max Pressure	kg/cm2	x	x	x	x
	psi	x	x	x	x
Motor Voltage	volt	230	230	230	230
Rated Current	Amp	1.6	1.6	1.8	1.8
Motor Speed	rpm	1425	1425	1425	1425
Motor Output	Watt	250W	300W	380W	410W
Ambient Temp	°C	7~40°C	7~40°C	7~40°C	7~40°C
Capacitor	µf	12µf	12µf	12µf	12µf
Noise Level	dB	55	56	56	56

Vacuum pump รุ่น JP-H Series

Model		JP-90H	JP-120H	JP-140H	JP-180H	JP-200H
Max. Vacuum	mmHg	740				
	kPa	98.6				
Air Flow (L/min)		58	70	80	90	100
Motor Output (W)		300	360	450	460	560
Motor Speed (rpm)		1425				
Capacitor (µf)		12				
Weight (Kgs)		8.4			11.5	



SciLution

บริษัท ชาญลูชั่น จำกัด SciLution Co., Ltd.

www.scilution.co.th | Youtube : SCILUTION

Tel : 02 964 8018 | Line ID : @scilution

