

# แท่งแม่เหล็กกวนสาร และแท่งดูดแม่เหล็ก

## (Magnetic Stirring Bars / Magnetic Bar Retriever)

### แท่งแม่เหล็กกวนสาร Magnetic Stirring Bars

แท่งแม่เหล็กกวนสารคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานนาน และทนทาน แกนแม่เหล็กถูกห่อหุ้มอย่างหนา ด้วยเทปปล่อน PTFE (Polytetrafluoroethylene) สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ทนความร้อนสูงสุด 270 องศาเซลเซียส และทนต่อสารเคมี ใช้ร่วมกับเครื่องกวนสาร (Magnetic Stirrer) หรือเครื่องกวนสารพร้อมให้ความร้อน (Hotplate and Magnetic Stirrer)



Pivot Ring



cylindrical shape



Cylindrical Egg Shape

### แท่งดูดแม่เหล็กกวนสาร Magnetic Bar Retriever

แท่งดูดแม่เหล็กกวนสาร ใช้สำหรับดูดแท่งแม่เหล็กกวนสารขึ้นจากบีกเกอร์ หรือภาชนะอื่น ๆ ที่ยังมีสารละลายอยู่ในภาชนะ ผลิตจาก PTFE ทนต่อกรด/ด่าง ทนสารเคมี ตรงส่วนปลายเป็นแม่เหล็ก สามารถดูดแท่งแม่เหล็กกวนสารได้ทุกขนาด



Magnetic Bar Retriever

# แท่งดูดแม่เหล็กกวนสาร Magnetic Bar Retriever

| Model                 |   | type | Size  |
|-----------------------|---|------|-------|
| Pivot Ring            |    | B15  | 5×15  |
|                       |   | B20  | 8×20  |
|                       |   | B25  | 8×25  |
|                       |   | B28  | 8×28  |
|                       |   | B30  | 8×30  |
|                       |   | B36  | 8×36  |
|                       |   | B40  | 8×40  |
|                       |   | B48  | 10×48 |
|                       |   | B57  | 10×57 |
|                       |   | B60  | 10×60 |
| B100                  | 10.5×100  |      |       |
| Cylindrical shape     |  | Z9   | 3×9   |
|                       |   | Z12  | 3×12  |
|                       |   | Z10  | 5×10  |
|                       |   | Z15  | 5×15  |
|                       |   | Z10  | 6×10  |
|                       |   | Z20  | 6×20  |
|                       |   | Z25  | 6×25  |
|                       |   | Z30  | 6×30  |
|                       |   | Z35  | 6×35  |
|                       |   | Z20  | 7×20  |
|                       |   | Z30  | 7×30  |
|                       |   | Z25  | 8×25  |
|                       |   | Z30  | 8×30  |
|                       |   | Z35  | 8×35  |
|                       |   | Z40  | 8×40  |
|                       |   | Z45  | 8×45  |
|                       |   | Z50  | 8×50  |
|                       |   | Z60  | 9×60  |
|                       |   | Z70  | 9×70  |
|                       |   | Z80  | 9×80  |
| Z100                  | 16×100  |      |       |
| Cylindrical Egg Shape |  | HL15 | 7×19  |
|                       |   | HL20 | 11×20 |
|                       |   | HL25 | 12×25 |
|                       |   | HL30 | 13×30 |
|                       |   | HL35 | 16×35 |
|                       |   | HL40 | 20×40 |
|                       |   | HL50 | 20×50 |

## แท่งแม่เหล็กกวนสาร Magnetic Stirring Bars

|                               |  |               |
|-------------------------------|--|---------------|
| <b>Magnetic Bar Retriever</b> |  | ขนาด : 350×10 |
|-------------------------------|--|---------------|