

เครื่องล้าง ความถี่สูง Ultrasonic Cleaner รุ่น VGT-1200 / 1200H ยี่ห้อ GT SONIC



คุณสมบัติของ เครื่องทำความสะอาดแบบอัลตราโซนิก

- ใช้สำหรับการล้างทำความสะอาด ดีไซน์คลาสสิก ใช้งานง่าย
- เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกขนาดเล็ก สามารถทำความสะอาดได้ภายใน 3-5 นาที
- มีความเสถียร และปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดดีเยี่ยม
- ตัวล้างออกแบบพิเศษ เหมาะสำหรับ ร้านแว่นตา คลินิก ทันตกรรม และห้องปฏิบัติการ
- สามารถตั้งเวลาหมุนได้ 5 แบบ จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- อุปกรณ์เสริม : ตะกร้า
- สามารถเพิ่มความร้อนในการทำความสะอาดแบบพิเศษ (VGT-1200H)
- มีไฟส่องสว่าง สำหรับดูตัวอย่างภายในเครื่องขณะทำงาน



Model	VGT-1200/VGT-1200H
Ultrasonic Frequency	40 kHz
Tank Material	Stainless Steel SUS304
Tank Capacity	1300 ml
Timer	5 cycles: 180s-280s-380s-480s-90s
Power Supply	AC100~120V, 60Hz AC220~240V, 50Hz
Power	60W
Tank Size(mm)	175×145×70mm (L×W×H)
Overall Size(mm)	228×183×158mm (L×W×H)
N.W.	1.7 kg