

เครื่องตอกผลิตเม็ดยา แบบอัตโนมัติ Rotary Tablet Press รุ่น ZP Series

ยี่ห้อ Rich Packing

เครื่องตอกผลิตเม็ดยา สามารถตอกเม็ดยาแบบต่อเนื่องโดยสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของยาได้ตามต้องการ เพียงแค่เปลี่ยนชุดตอกเท่านั้น ตัวเครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคงที่และสม่ำเสมอด้วยการใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการกดทับ ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภค ตัวเครื่องสามารถตอกเม็ดยาได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบกลม แบบแฉะสลัก และแบบที่มีรูปร่างไม่แน่นอน ได้อย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติของ Rotary Tablet Press รุ่น ZP Series

- เครื่องตอกเม็ดยาที่ได้มาตรฐาน GMP
- ด้านในทำจากสแตนเลส ป้องกันการกัดกร่อน
- ด้านนอกล้อมรอบด้วยกระจกใส เพื่อป้องกันมลพิษ
- ตัวเครื่องสามารถปรับขนาด และรูปร่างของเม็ดยาได้เพียงแค่เปลี่ยนชุดตอก
- สามารถแยกชิ้นส่วนเพื่อประกอบหรือทำความสะอาดได้ง่าย
- สามารถตอกเม็ดยาได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบกลม แบบแฉะสลัก หรือแบบที่มีรูปร่างไม่แน่นอน



เครื่องตอกผลิตเม็ดยา แบบอัตโนมัติ Rotary Tablet Press รุ่น ZP Series

| รุ่น | ZP-5 | ZP-7 | ZP-9 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| แรงดัน สูงสุด | (KN)40kN | (KN)40kN | (KN)40kN |
| Dia ของแท็บเล็ต สูงสุด (มม.) | 12 มม. | 12 มม. | 12 มม. |
| ความหนาของแท็บเล็ต สูงสุด (มม.) | 6mm | 6mm | 6mm |
| ความลึกของการบรรจุ สูงสุด(มม.) | 15mm | 15mm | 15mm |
| กำลังการผลิต สูงสุด (ชิ้น / ชั่วโมง) | 9000pcs / ชั่วโมง | 12600pcs / ชั่วโมง | 16200pcs / ชั่วโมง |
| Dia ของป้อนป้อน (มม.) | 200mm | 200mm | 200mm |
| ความเร็วหมุนของป้อนป้อน (รอบ / นาที) | 0 ~ 30R / นาที | 0 ~ 30R / นาที | 0 ~ 30R / นาที |
| Dia ของฟอร์มกลาง (มม.) | 26mm | 26mm | 26mm |
| ความสูงของฟอร์มกลาง (มม.) | 22mm | 22mm | 22mm |
| Dia ของบาร์เจาะบน / ล่าง (มม.) | 0 ~ 30R / นาที | 1.5kW | 22mm |
| ความยาวของบาร์เจาะบน / ล่าง (มม.) | 115mm | 115mm | 115mm |
| กำลังไฟฟ้า | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| ขนาด | 450 * 635 * 1100mm | 450 * 635 * 1100mm | 450 * 635 * 1100mm |
| น้ำหนัก | 200kg | 200kg | 200kg |