


## บริษัท ชายน้ลูชั่น จำกัด



# SciLution

บริษัท ชายน้ลูชั่น จำกัด SciLution Co., Ltd.

164/199 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร 0 2964 8018-9 โทรสาร 0 2964 8019

Tablet Friability tester

Model CS-3 (MHCS-3)



### Features

1. Two drums run synchronously. Auto stop at timing point.
2. The drum is made of high-quality hyaline acryl
3. The revolution of the drum can be preset at any time; either preset or real data is displayed on the LED.
4. A MPU is used to control all operations. High accuracy is achieved in testing rotary speed and circle number
5. Automation: auto-test. auto-diagnose, auto-alarm

## Specifications

Cylinder number	2
Cylinder radius	Φ 286 mm.
Cylinder depth	39 mm.
Tablet fall height	156 mm.
Rotation count	10-900 r
Rotation count accuracy	±1
Rotation speed	25 rpm
Rotation speed accuracy	±1rpm
Power	220V / 50Hz / 50W
Dimension	370×300×340 mm.
Weight	14kg