

บริษัท ชายน้ลูชั่น จำกัด



164/199 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร 0 2964 8018-9 โทรสาร 0 2964 8019

Tablet Friability tester

Model CS-4 (MHCS-4)



Features

1. Single drum runs. Auto stop at timing point
2. The drums is made of high quality hyaline acryl
3. The speed and revolution of the drum is constant, either preset or real data is displayed on the LED
4. A MPU is used to control all operations. High accuracy is achieved in testing rotary speed and circle number

Specifications

Cylinder number	1
Cylinder radius	Φ 286mm
Cylinder depth	39 mm.
Tablet fall height	156 mm.
Rotation count	100 r
Rotation count accuracy	± 1
Rotation speed	25 rpm
Rotation speed accuracy	± 1 rpm
Power	220V / 50Hz / 50W