



Pharmaceutical Metal Detector รุ่น VDM-8T

เครื่องตรวจจับโลหะ ในอุตสาหกรรมยา Phantom Pharmaceutical เหมาะสำหรับการตรวจจับสิ่งปนเปื้อนโลหะขนาดเล็กในแท็บเล็ตและแคปซูล ด้วยการออกแบบที่ใช้ระบบ GMP ตรงตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา และผ่านการตรวจสอบ QA ของอุตสาหกรรมยา

คุณสมบัติ

- ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณแบบดิจิทัล (DSP) มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำ
- ใช้งานง่าย มีปุ่มลัดเฉพาะ
- มาพร้อมหน่วยความจำแฟลชแรม ช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล
- ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่การทำงาน
- สามารถปรับมุมและปรับความสูงได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
- ชิ้นส่วนสามารถถอดทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

การประยุกต์ใช้งาน

- แท็บเล็ต
- แคปซูล
- Nutraceuticals
- ยา
- หมากฝรั่ง
- ขนมอบีบอัด

รายละเอียด

- ความไว : 0.3mm
- วัสดุโครงสร้างเหล็ก : SUS316
- มาตรฐาน : GMP :
- เส้นผ่าศูนย์กลาง : 30 มม

VMD-8T	Fe(mm)	SUS(mm)	Non Fe(mm)
sensitivity	0.2	0.4	0.25