



Pharmaceutical Metal Detector รุ่น VMD-8

คุณสมบัติ

- เทคโนโลยีจากเยอรมัน เชื่อถือได้ ความไวในการสแกนสูง
- ใช้สำหรับตรวจสอบแท็บเล็ตและแคปซูล ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กทั้งหมด (เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม) และอื่น ๆ
- สามารถเชื่อมต่อกับสายกับแท็บเล็ต เครื่องกด เครื่องบรรจุแคปซูล เพื่อใช้ในการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
- โครงสร้างแบบพิเศษ สามารถลดการสั่นสะเทือน ทำงานเงียบและสามารถตรวจจับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทำจากสแตนเลส
- ความไวในการสแกน: Fe \geq 0.2 มม., SUS \geq 0.4 มม.
- ออกแบบให้สอดคล้องกับ GMP และมาตรฐาน CE, 21CFR
- การป้องกัน: IP65
- พื้นที่ใช้งานทั่วไป: อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมยา