

# ชุดทดลองการแกว่งเพนดูลัม Pendulum Experiment ยี่ห้อ DILIGENT ประเทศไทย

## คุณสมบัติของ ชุดทดลองเพนดูลัม

- Pendulum Experiment เป็นชุดทดลองฟิสิกส์ ใช้สำหรับทดลองการแกว่งเพนดูลัม
- ฐานผลิตจากอลูมิเนียมหล่อ สามารถปรับระดับได้ด้วยสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร สูง 600 มิลลิเมตร
- แท่งสแตนเลสตีลสำหรับติดตั้งคอกผลิตจากสแตนเลสยาว 150 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร
- หัวยึดจับแขนผลิตจากอลูมิเนียมพร้อมสกรูล็อก
- ลูกเหล็กมีขนาดประมาณ 20 มิลลิเมตร และ 25 มิลลิเมตร
- ระดับมุมสากล 0-180 องศา

