

## เครื่องทดสอบการละลายของยา Dissolution รุ่น MHRC-Series ยี่ห้อ CHAINA

**Pharmaceutical Dissolution Testing** เครื่องทดสอบการละลายของตัวยา รุ่น MHRC-Series ได้มาตรฐานองค์กร (ตัวทดสอบการสลายตัว) Q / 12XQ0187-2004

### คุณสมบัติของ Dissolution รุ่น MHRC-Series

- ส่วนหัวของเครื่องทดสอบสามารถหมุนได้อย่างนุ่มนวลและยืดหยุ่น
- ตะกร้าและใบพัดทำจากสแตนเลส (SUS 316L)
- กระแสไฟฟ้าไหลเวียนเป็นวงกลมจากแม่เหล็ก สามารถให้ความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถควบคุมอุณหภูมิที่เท่ากันด้วยระบบหมุนเวียนน้ำ
- MPU ใช้ในเครื่องทดสอบการละลายเพื่อควบคุมความเร็วในการหมุนของอุณหภูมิ และเวลาโดยอัตโนมัติ
- พารามิเตอร์สามารถตั้งล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
- สามารถทำงานได้อย่างสะดวกด้วยการกดเป็นพิมพ์
- ระบบอัตโนมัติ: ตั้งค่าอัตโนมัติ, วินิจฉัยอัตโนมัติ, ตั้งปลุกอัตโนมัติ
- สามารถทดสอบด้วยตนเองและปลุกโดยอัตโนมัติ
- พารามิเตอร์การละลาย สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้



MHRC-1 Dissolution tester



MHRC-3 Dissolution tester



MHRC-6 Dissolution tester

เครื่องทดสอบการละลายของยา Dissolution รุ่น MHRC-Series

**MHRC-6 Dissolution tester**




<b>Model</b>	<b>MHRC - 6</b>
<b>Speed range</b>	(20-200)rpm
<b>Speed accuracy</b>	±2rpm
<b>Temperature Range</b>	ambient to +39.9°C
<b>Temperature Stability</b>	±0.3°C
<b>Preset timing</b>	six point (1-999)min
<b>Time accuracy</b>	±0.5min
<b>Paddle radial run-out</b>	±0.5min
<b>Basket radial run-out</b>	±0.1min
<b>Power</b>	220v/50HZ/1000W or 110v/60HZ/1000W
<b>Dimension</b>	(960×320×480)mm
<b>Weight</b>	45KG

**MHRC-3 Dissolution tester**



<b>Model</b>	<b>MHRC- 3</b>
<b>Speed range</b>	(20-200)rpm
<b>Speed accuracy</b>	±2rpm
<b>Temperature Range</b>	ambient to +39.9°C
<b>Temperature Stability</b>	±0.3°C
<b>Automatic time range</b>	(5-900)min
<b>Time accuracy</b>	±0.5min
<b>Paddle radial run-out</b>	±0.5min
<b>Basket radial run-out</b>	±0.1min
<b>Power</b>	220v/50HZ/1000W or 110v/60HZ/1000W
<b>Dimension</b>	(510×300×480)mm
<b>Weight</b>	35KG

**MHRC-1 Dissolution tester**

	<b>Model</b>	<b>MHRC- 1</b>
	<b>Speed range</b>	(20-200)rpm
	<b>Speed accuracy</b>	±2rpm
	<b>Temperature Range</b>	ambient to +39.9°C
	<b>Temperature Stability</b>	±0.3°C
	<b>Automatic time range</b>	(5-900)min
	<b>Time accuracy</b>	±0.5min
	<b>Paddle radial run-out</b>	±0.5min
	<b>Basket radial run-out</b>	±0.1min
	<b>Power</b>	220v/50HZ/1000W or110v/60HZ/1000W
	<b>Dimension</b>	(480×260×300)mm
	<b>Weight</b>	15KG