

เครื่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Bath รุ่น D-Series ยี่ห้อ GT SONIC


เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิค Ultrasonic bath รุ่น GT SONIC D-series เครื่องล้างความถี่สูงมีประสิทธิภาพในการทำสะอาดสูงใช้งานได้หลากหลายเช่น ใน ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ



คุณสมบัติของ Ultrasonic Bath รุ่น D-Series

- เครื่องล้างความถี่สูงประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย
- เครื่องมีจอแสดงค่าแบบดิจิทัล LED แสดงค่าอุณหภูมิและเวลา
- เครื่องสามารถตั้งค่าอุณหภูมิ 60 C - 80 C
- Ultrasonic สามารถตั้งปรับค่าเวลาได้ 1-99 นาที
- ความถี่ (Ultrasonic Frequency) 40 KHz
- มีระบบ Degas เพื่อขจัดแก๊สออกจากของเหลว
- มีการล้างทำความสะอาด 2 รูปแบบ คือ แบบ Normal power และ แบบ Soft power
- ขนาดความจุหลากหลาย (Tank Capacity) ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้งาน
- มีฝาปิดเครื่องพร้อมตะแกรง
- เครื่องล้างมีฟังก์ชันหน่วยความจำ (Memory function)
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

แผงควบคุมการทำงาน



อุปกรณ์มาพร้อมเครื่อง



Basket



Lid



Cord