

pH calibrator and Electrode Tester รุ่น PH CAL ยี่ห้อ DILIGENT

รายละเอียด

- ใช้สำหรับทำการทดสอบ เครื่อง pH meter และ electrode ว่ามีส่วนไหนเสียหาย
- หากทำการ CAL ด้วย pH electrode Simulator นี้ได้ แสดงว่าเครื่องปกติ electrode อาจเสื่อม
- มาพร้อมแบตเตอรี่ 1 ก้อน ใช้ขั้วต่อ BNC
- สามารถทดสอบการทำ CAL ของเครื่อง pH meter ได้ ตั้งแต่ 4-10 pH

