

## Hardness Tablet Tester Digital Semi Auto

### รุ่น HDS Series



#### เครื่องวัดความแข็งเม็ดยาแบบกึ่งอัตโนมัติ

#### Hardness Tablet Tester Digital Semi Auto

#### รายละเอียดเครื่อง

1. เป็นเครื่องวัดความแข็งของเม็ดยาทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ
2. การวัด 4 โหมด Real time, peak, save, average
3. ตัวเครื่องมีแสงแจ้งเตือนเมื่อแรงกดโอเวอร์โหลด
4. ตั้งค่าขีดจำกัด บนและล่างสำหรับการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนได้และมีหลอดไฟแสดงสถานะสีต่างๆสามแบบ
5. แบ็คไลท์ที่สามารถควบคุมได้, ใช้งานต่อเนื่อง 18/36 ชั่วโมง (ปิด / เปิดแบ็คไลท์),
6. หน่วยความจำข้อมูลอ่านสูงสุด 110 ค่า
7. ค่าแรงสูงสุดที่วัดได้ .... N และค่าแรงต่ำสุดที่วัดได้ ... N
8. เครื่องสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดได้ (N/kgf/lbf) แปลงหน่วยให้อัตโนมัติเมื่อเปลี่ยน
9. มีปุ่มกดการทำงาน ปุ่ม Zero-setting อยู่ด้านบนตัวเครื่อง
10. หน้าจอแสดงตัวเลขดิจิทัล
11. โหมดประหยัดพลังงาน ปิดเครื่องอัตโนมัติ

12. อุปกรณ์ประกอบ

- ฐานตัวเครื่องทำจากสแตนเลส
- มีสวิตเปิด/ปิดตัวเครื่อง
- ทำงานด้วยมอเตอร์ DC 12V
- แขนกดทำจากสแตนเลส 304 มีระยะเลื่อนประมาณ 25-30 มิลลิเมตร ทำแรงกดได้สูงสุด 500
- สามารถ
- ขนาดภายนอกประมาณ (กว้าง x ยาว x สูง) 12x37x11 เซนติเมตร
- ใช้ไฟฟ้า 220 V 50 H
- น้ำหนักประมาณ ..... กิโลกรัม

13. ฐานเป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย / เครื่องวัดเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน

Model	HDS-50	HDS-100	HDS-200	HDS-500
Capacity	50N	100N	200N	500N
Resolution	0.01N	0.02N	0.05N	0.1N
Accuracy	0.3% FS(10-100% Testing Range)			
Units	N,kgf,lbf			
Sampling Rate	500 Hz			
Power	AC or Li rechargeable Battery			
Battery Life	Backlight on/off: up to about 18/36 hours of continuous use			
Warranty	1 year			
Enviromental Requirement	Work temperature:5°C-45°C Relative humidity :35%-65% HR			