

°

อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ Visible Thermostatic Water Bath รุ่น BETH Series ยี่ห้อ BUENO BIOTECH



รายละเอียดสินค้า อ่างหมวนเวียนน้ำแบบปรับอุณหภูมิ

° เครื่องหมวนเวียนน้ำควบคุมอุณหภูมิที่มองเห็นได้ อ่างน้ำหมวนเวียนที่มองเห็นได้ เครื่องหมวนเวียนน้ำร้อน อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ เป็นเครื่องหมวนเวียนน้ำพร้อมควบคุมอุณหภูมิ ที่ตัวอ่างสามารถสังเกตกระบวนการเปลี่ยนแปลงของของเหลวหรือปฏิกิริยาการทดลองจากมุมต่าง ๆ เครื่องมือนี้มีระบบทำความร้อน ช่วงอุณหภูมิอยู่ระหว่างอุณหภูมิห้องถึง 80°C ด้วยระบบหมวนเวียนอ่างน้ำสามารถปล่อยให้ของเหลวไหลออกจากถัง และมีอุณหภูมิตั้งที่ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการ วิเคราะห์และทดสอบน้ำมันก๊าด น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซล และน้ำมันกลั่น หรือน้ำมันดิบอื่น ๆ

การใช้งาน Thermostatic Water Bath

BETH Series เครื่องหมวนเวียนอ่างอาบน้ำแบบปรับอุณหภูมิ ที่มองเห็นได้ เหมาะสำหรับปิโตรเลียมอุตสาหกรรมเคมี เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ เคมีวิศวกรรม ชีววิทยาและสุขภาพวิทยาศาสตร์ ชีวภาพอุตสาหกรรม เบบและอาหาร การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ การวิเคราะห์ทางเคมี แผนกวิจัยอื่น ๆ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย คุณภาพขององค์กร แผนกตรวจสอบและผลิต ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิคงที่ของการทดลองทางชีวเคมีหรือการทดสอบ ตัวอย่างการวัดและการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์และความต้านทานแพลตตินั่มรองรับถึงหมักเครื่องโพลาริซอูปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โพเรซิสไฟโตมิเตอร์คอลลอยด์โครมาโตกราฟีเครื่องวัดความหนืดแบบหมุนเครื่องระเหยแบบหมุนเครื่องวัดความเร็วและอื่น ๆ

คุณสมบัติของ อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ

- ด้วยผนังอ่างที่มีความโปร่งใสสีดำน สามารถดูปฏิกิริยาของตัวอย่างได้จากมุมต่างๆ
- ด้วยผนังแก้วชนิดพิเศษนำเข้าไป เครื่องมือนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำและทำงานได้เป็นเวลานาน
- คอมเพรสเซอร์ที่ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงและเสียงรบกวนต่ำ
- ด้วยระบบหมุนเวียนภายในและภายนอก
- จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ใช้งานง่าย
- ระบบป้องกันอุณหภูมิเกินพร้อมสัญญาณเตือนและตัดอัตโนมัติ
- อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS232 หรือ RS485 เป็นอุปกรณ์เสริมและสามารถใช้โมทคอนโทรลได้

Model	Temperature Range °C	Digital Resolution °C	Temperature Volatility°C	Tank Size (mm3)	Tank Lid Size (mm2)	Tank Depth (mm)
BETH-15	ambient~80	0.01	0.05	300x250x200	248x160	200
BETH-15A	ambient~80	0.001	0.01	300x250x200	248x160	200
BETH-18	ambient~80	0.01	0.05	250x200x350	198x140	350
BETH-18A	ambient~80	0.001	0.01	250x200x350	198x140	350
BETH-20	ambient~80	0.01	0.05	300x250x300	248x160	300
BETH-20A	ambient~80	0.001	0.01	300x250x300	248x160	300
BETH-30	ambient~80	0.01	0.05	420x300x250	300x298	250
BETH-30A	ambient~80	0.001	0.01	420x300x250	300x298	250
BETH-50	ambient~80	0.01	0.1	500x350x300	380x348	300
BETH-50A	ambient~80	0.001	0.02	500x350x300	380x348	300

