


# Face Recognition Temperature scanner

เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมฟังก์ชันจดจำใบหน้า

MODEL **SCI-BS700**



**เครื่องสแกนอุณหภูมิร่างกาย** สามารถติดตั้งได้ตามการใช้งานการติดตั้งแบบขาตั้ง แบบติดผนัง หรือแบบประตูอัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม) เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลจำนวนมาก หรือสถานที่ ที่ต้องการควบคุมบุคคลในการเข้าไปยังสถานที่ เช่น สถานี โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร สำนักงาน อาคาร สถานที่ทางทหาร ห้องโถง สำนักงานของสถาบันต่าง ๆ ที่พักอาศัย โรงงาน ตลาด ฯลฯ ใช้คัดกรองสำหรับใช้ COVID-19 และโรคอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ระยะการวัด 0-50 ซม.




## คุณสมบัติของ Temperature scanner

- เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมฟังก์ชันจดจำใบหน้าเพื่อใช้ในการผ่านประตู ช่วยในการควบคุมบุคคลในสถานที่พิเศษ
- การจดจำใบหน้าที่แม่นยำ ช่วงระยะการวัดอุณหภูมิ 0.6-1.0ม.
- หน่วยอุณหภูมิสามารถปรับได้ 2 แบบคือ C และ F
- ฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
- ฟังก์ชันบันทึกใบหน้า สามารถจดจำใบหน้าได้ 10,000 ข้อมูล
- ตัวเครื่องจะบันทึกรายงานรายวัน และทำการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติสำหรับวันนั้น
- สามารถทำการถ่ายโอนแบบฟอร์ม Excel ไปยัง TF Card เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์
- สามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้
- ตัวเครื่องสามารถปรับระดับเสียงสัญญาณเตือน
- เลือกใช้งานได้สูงสุด 10 ภาษา
- หน้าจอแบบสัมผัส ง่ายต่อการตั้งค่า


Model	SCI-BS700
Power supply	DC 12V ±10%
Built-in battery	5000MA, Li-battery
Size	248 x 140 x 36 mm
Weight	2.1 kg
Working temperature	-20°C - 50°C
Working humidity	10%-85%
Memory capacity	1000000 through record 10000 face record
Recognition	≤0.55
Temperature taking	≤0.55
Unlock	≤0.55
Store	USB
Output record	TF Card
Display	Touch screen
Language	10 languages(only words)
Adapter	12V2A
Distance	0.5-1 m



ติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ  
(อุปกรณ์เสริม)



ติดตั้งกับขาตั้ง



ติดตั้งกับประตูอัตโนมัติ



ติดตั้งแบบติดผนัง



**SciLution**

บริษัท ชาญล้ำ จำกัด Scilution Co., Ltd.

www.scilution.co.th | Youtube : SCILUTION

Tel : 02 964 8018 | Line ID : @scilution

