

Non-Contact Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

MODEL

SCI-400P

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ตรวจวัดประสิทธิภาพสูง วัดได้อย่างรวดเร็วเพียง 1 วินาที ปรับสัญญาณเตือนเสียงได้ 11 ภาษา ใช้งานง่ายวัดอุณหภูมิจาก "หน้าผาก" และ "ข้อมือ" เหมาะสำหรับติดตั้งในสถานที่ เช่น ทางเข้าอาคาร สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร สำนักงาน อาคาร สถานที่ทางทหาร ห้างโลง สำนักงาน ที่พักอาศัย โรงงาน ตลาด ฯลฯ ใช้คัดกรองสำหรับใช้ COVID-19 และโรคอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



คุณสมบัติของ รุ่น SCI-400P

- เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรด แบบไม่สัมผัส
- จอแสดงผลขนาดใหญ่ แสดงตัวเลขอุณหภูมิที่วัดได้ พร้อมไฟแสดงสถานะ
- สามารถเลือกหน่วยอุณหภูมิได้ 2 แบบ คือ °C และ °F
- ปรับภาษาการแจ้งเตือนด้วยเสียงได้ 11 ภาษา
- สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายจากหน้าผากและข้อมือ
- ระยะการวัดอุณหภูมิ 0~10 ซม.
- แพลตฟอร์มไฟ สามารถใช้งานแบบเสียบปลั๊กไฟด้วยสาย USB และใช้งานด้วยแบตเตอรี่
- สามารถตรวจวัดได้อย่างรวดเร็วภายใน 0.1 วินาที
- สามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบได้ตามการใช้งาน

Model	SCI-400P
Measuring technique	Non Contact Body Temperature Sensor
Measurement method	Distance Sensor
temperature	°C / °F
Support multiple languages	11 languages
Correctness	± 0.2
Measure distance	0 ~ 10 cm
Power supply	USB / battery
Response time	0.1s
Working BAND	5 microns
Standby time	30 S
Product size	132 x 95 x 60 mm
Net weight	250G
Install method	Hooks, nails, double-sided adhesive, mounting brackets
Surface temperature measurement range	10-50 °C
Body temperature mode range	0-50 °C



SciLution

บริษัท ชาญล้ำ จำกัด SciLution Co., Ltd.

www.scilution.co.th | Youtube : SCILUTION

Tel : 02 964 8018 | Line ID : @scilution

