




www.scilution.co.th
sales@scilution.com
02-964-8018 Line ID : @scilution

Hardness Tablet Tester


HDBS Series



เครื่องวัดความแข็งเม็ดยา เครื่องวัดความแข็งเม็ดยาแบบมือหมุน เครื่องวัดความแข็งเม็ดยาแบบดิจิทัล รุ่น HDBS Series เป็นเครื่องวัดความแข็งเม็ดยาขนาดกะทัดรัด แบตเตอรี่เป็นแบบชาร์จ สามารถใช้งาน ได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ ภาคสนาม ไลน์ผลิต ส่วนใหญ่นิยมใช้กับเม็ดยา นมอัดเม็ด ปุย อาหารสัตว์ เป็นต้น

คุณสมบัติ

- เครื่องวัดความแข็งเม็ดยา รุ่น HDBS Series แสดงผลแบบดิจิทัล (Digital)
- วิธีการวัดค่าเป็นแบบมือหมุน โดยบริเวณมือหมุนผลิตจากวัสดุพลาสติก
- ขาตั้ง และบริเวณบับอัดเม็ดผลิตจากวัสดุสแตนเลส ลักษณะเรียบทำให้ตัวอย่างไม่ติดในร่อง
- มีช่องรองรับตัวอย่างที่วัดแล้ว
- สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- หน่วยการวัดของเครื่องสามารถเลือกได้ 3 หน่วย คือ นิวตัน (N) กิโลกรัม (kgf) และปอนด์ต่อตารางนิ้ว (lbf)
- ใช้ได้กับเม็ดยาขนาด 0.5 ถึง 2.5 เซนติเมตร (หรือสั่งผลิตเพื่อใช้กับขนาดอื่นได้)
- เลือกโหมดการวัดได้ 3 โหมด โหมดปกติ, โหมดแสดงค่าสูงสุด (PEAK) และโหมดค่าสูงสุดอัตโนมัติ (AUTO PEAK)
- บันทึกค่าการวัดภายในตัวเครื่องได้ โดยการกดปุ่ม Memory
- มีปุ่มปรับค่าศูนย์การก่อนวัด (Zero)
- ส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้ โดยการเชื่อมต่อกับสาย RS232
- มีสัญลักษณ์เตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี







www.scilution.co.th
sales@scilution.com
 02-964-8018 Line ID : @scilution

Hardness Tablet Tester

HDBS Series



Model	HDBS-50N	HDBS-100N	HDBS-200N	HDBS-500N
Capacity	50N	100N	200N	500N
Resolution	0.01N	0.05N	0.1N	0.1N
Accuracy	±0.5% FS.			
Working Temperature	20 ± 10 °C			
Carry Temperature	-27 to +70 °C			
Relative Humidity	15 to 80% RH			

