

LACQUER POROSITY TESTER MODEL LPT-200A



คุณสมบัติเด่น:

- อุปกรณ์ทดสอบที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบความพรุนของ LACQUER จากหลอดอลูมิเนียม กระป๋อง ฟาขวด และพอยด์ สามารถบันทึกผลการทดสอบได้ 10 ตัวอย่าง
- สามารถตั้งเวลาในการทดสอบสำหรับแต่ละตัวอย่างทดสอบในหน่วยวินาที
- เพียงแค่กดปุ่มเริ่ม ผ่านไปภายในไม่กี่วินาทีค่าที่วัดได้จะปรากฏขึ้น ผลการทดสอบสามารถดูได้จากหน้าจอ LCD ขนาด 7 นิ้ว และสามารถพิมพ์ผลการทดสอบได้ผ่าน BUILT-IN THERMAL PRINTER
- LPT-200A สามารถตรวจสอบโดยใช้ AMMETER ภายนอกได้รับการรับรอง
- LPT-200A ทำตามข้อกำหนดและวิธีการตามมาตรฐาน ISI
- มีระบบการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- MADE IN THAILAND

Display Size	7" (16:9)
Method	Electrolytic deposition of copper and Current through flow
Data report	10 sample
Printer	Built-in Thermal Printer
Data logger	10000 data file .csv
USB Port	Built-in USB Type A
Power	220/50Hz
Current Flow	Adjustable 0-1000 mA (refer to permissible current flow corresponding to tube diameter)

*Note : Does not include standard solutions.